

CSY-DH301 肉类安全综合检测仪可快速化验测定出猪牛羊肉组织、尿样中瘦肉精盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、苯乙醇胺 A；挥发性盐基氮；水产组织、畜肉鱼虾、蜂蜜中孔雀石绿、呋喃西林、呋喃妥因、呋喃唑酮、呋喃它酮、替米考星、喹乙醇代谢物、金刚烷胺、喹诺酮、四环素、磺胺类、氯霉素；谷物、饲料、食用油中真菌毒素黄曲霉 B1、黄曲霉毒素总量、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉 M1、赭曲霉 A、T2 毒素、伏马毒素等食品安全指标、抗生素药物残留及有毒有害物质。

功能介绍：

- 1.1、检测模块：包含食品安全检测模块（分光光度法）、胶体金兽药残留检测模块、数字化管理模块、无线通信模块；
- 1.2、检测项目：能够快速检测兽药残留、瘦肉精残留、抗生素残留等有毒有害物质残留检测项目；
- 1.3、屏幕显示：7 寸彩色中文液晶触摸屏；
- 1.4、操作系统：Android 9.0 操作系统；
- 1.5、通讯方式：wifi、蓝牙、网口、USB 等多种通讯方式；
- 1.6、精准定位：内置 GPS 定位模块；
- 1.7、通讯接口：需满足外置 4G 插口、外置存储 TF 内存扩展卡槽、RS232 接口、USB A 型接口、USB B 型接口、网口接口、wifi 等功能；
- 1.8、运行内存：2G，存储内存：16G，支持扩展功能 128G，外置 TF 卡槽；
- 1.9、数据分析：仪器内置食品安全分析监测系统，可根据样品名称、样品来源、进行数据分析统计，可选择开始时间和结束时间，对某时期样品检测合格率进行食品安全问题预估、预警，并通过圆饼图、柱形图、折线图型式直观显示分析统计数据；
- 1.10、数据导出：具备 txt、excel 两种格式，可通过 USB 直接导入 U 盘；
- 1.11、数据打印：内置热敏打印机无需更换色带，通用热敏打印纸，可实时打印检测结

果检测报告：

- 1.12、数据储存：可自动存储 100000 条检测数据；
- 1.13、数据上传：支持 4G、wifi、网口通讯进行数据传输及对接各地监管平台；
- 1.14、系统更新：支持远程更新系统及检测项目网络下载、更新；

应用领域：

CSY-DH301 肉类安全综合检测仪可广泛应用于农贸市场、商场超市、肉制品加工生产企业、食品配送公司、学校食堂、第三方实验室、食品安全快检实验室、屠宰场、农产品质量安全监管部门、市场监管部门等领域。

主机图片：



生产厂家：深圳市芬析仪器制造有限公司

公司网址：www.csy17.net

公司电话：0755-36680169

公司地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦

